



## MELISA (Immunologische reactie type III)

Tandheelkundige panels	Orthopedische testpanelen
<input type="checkbox"/> <b>Profiel A: Amalgaam vullingen (6)</b> Koper, Anorganisch kwik, Methyl kwik, Nikkel, Zilver, Tin	<input type="checkbox"/> <b>Profiel F: Roestvrij staal (6)</b> Chroom, Kobalt, Mangaan, Molybdeen, Nikkel, Wolfram
<input type="checkbox"/> <b>Profiel B: Basis kronen (6)</b> Kobalt, Chroom, Mangaan, Molybdeen, Nikkel, Wolfram	<input type="checkbox"/> <b>Profiel G: titanium of titaniumlegering (6)</b> Aluminium, Nikkel, Niobium, titaandioxide, Titaansulfaat, Vandium
<input type="checkbox"/> <b>Profiel C: Kostbare of gouden kronen (8)</b> Gallium, Goud, Iridium, Palladium, Platina, Ruthenium, Zilver	<input type="checkbox"/> <b>Profiel H: Oxinium (4)</b> Chroom, Niobium, Tin, Zirconia
<input type="checkbox"/> <b>Profiel D: Amalgaam &amp; Kronen (17)</b> Kobalt, Koper, Chroom, Gallium, Goud, Iridium, Anorganisch kwik, Iridium, Mangaan, Molybdeen, Nikkel, Palladium, Platinum, Ruthenium, Zilver, Tin, Wolfram	<input type="checkbox"/> <b>Profiel I: Spinale Implantaten (11)</b> Aluminium, Chroom, Kobalt, Nikkel, Niobium, Mangaan, Molybdeen, Titaandioxide, titaansulfaat, wolfram, Vanadium
<input type="checkbox"/> <b>Profiel E: Titanium implantaat (5)</b> Aluminium, Nikkel, Titaandioxide, Titaansulfaat, Vandium	<input type="checkbox"/> <b>Profiel J: Pre-testen voorafgaan operatie (15)</b> Aluminium, Beryllium, Chroom, Kobalt, Mangaan, Molybdeen, Nikkel, Niobium, Tantaal, Tin, Titaandioxide, Titaansulfaat, Wolfram, Vanadium, Zirconia
<input type="checkbox"/> <b>Profiel L: Spalkjes, beugels (3)</b> Nikkel, Ijzer, Chroom	<input type="checkbox"/> <b>Profiel K: Oude drinkwaterleidingen (2)</b> Koper, Lood

De vermelde pakketten vertegenwoordigen de meest gebruikte legeringen

Controleer altijd het productblad om de exacte inhoud van de restauraties, vullingen of implantaten te vinden.

Een individueel testpanel op basis van een specifieke blootstelling kan worden gecreëerd door hieronder een selectie van individuele metalen te selecteren.

Individuele metalen	Prijzen van metalen
<input type="checkbox"/> Aluminium (Al)	1 metaal
<input type="checkbox"/> Antimoon (Sb)	2 metalen
<input type="checkbox"/> Arseen (As)	3 metalen
<input type="checkbox"/> Barium (Ba)	4 metalen
<input type="checkbox"/> Beryllium (Be)	5 metalen
<input type="checkbox"/> Bismut (Bi)	6 metalen
<input type="checkbox"/> Cadmium (Cd)	7 metalen
<input type="checkbox"/> chroom (Cr)	8 metalen
<input type="checkbox"/> Cobalt (Co)	9 metalen
<input type="checkbox"/> Koper	10 metalen
<input type="checkbox"/> Ethyl kwik	
<input type="checkbox"/> Gallium (Ga)	Meer dan 10 metalen?
<input type="checkbox"/> Goud (Au)	Neem contact op met Pro Health Medical
<input type="checkbox"/> Iridium (Ir)	voor de tarieven
<input type="checkbox"/> Ijzer (Fe)	
<input type="checkbox"/> Lood (Pb)	
<input type="checkbox"/> Mangaan (Mn)	
<input type="checkbox"/> Methyl kwik	
<input type="checkbox"/> Molybdeen (Mo)	
<input type="checkbox"/> Nikkel (Ni)	
<input type="checkbox"/> Niobium (Nb)	
<input type="checkbox"/> Palladium (Pd)	
<input type="checkbox"/> Fenyl Kwik	
<input type="checkbox"/> Platinum (Pt)	
<input type="checkbox"/> Rhodium	
<input type="checkbox"/> Rubidium	
<input type="checkbox"/> Ruthenium	
<input type="checkbox"/> Zilver (Ag)	
<input type="checkbox"/> Tantalum	
<input type="checkbox"/> Thimerosal	
<input type="checkbox"/> Tin (Sn)	
<input type="checkbox"/> Titaandioxide	
<input type="checkbox"/> Titaansulfaat	
<input type="checkbox"/> Wolfram (W)	
<input type="checkbox"/> Uranium (U)	
<input type="checkbox"/> Vanadium (V)	
<input type="checkbox"/> Zink (Zn)	
<input type="checkbox"/> Zirconia *	

\* Antigenen zijn ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. De klinische relevantie van een positief resultaat is niet vastgesteld.

Gebruik het volgende aantal 9 ml buisjes met Natriumcitraat volgens het aantal metalen:

Voor 1-5 metalen:

**3 Natriumcitraat buizen (lichtblauwe dop) + 1 serumbuis**

Voor 6-10 metalen:

**5 Natriumcitraat buizen (lichtblauwe dop) + 1 serumbuis**

Voor 11-20 metalen:

**7 Natriumcitraat buizen (lichtblauwe dop) + 1 serumbuis**

**ENKEL INSTUREN OP MAANDAG OF DINSDAG  
BLOED DIEN BINNEN 24 UUR IN HET LAB TE ZIJN!  
LET OP: NIET INSTUREN VLAK VOOR OF TIJDENS  
(DUITSE) FEESTDAGEN!**

**Bewaar het bloed op kamertemperatuur!**

Prikmaterialen kunt u aanvragen via [info@prohealth.nl](mailto:info@prohealth.nl) of +31 (0)495-545 000

**Onderzoekstarieven zijn op te vragen via [info@prohealth.nl](mailto:info@prohealth.nl)  
of +31 (0)495 545 000**